



**Clipe de
Tração**



16 mm
**Clipe
Lockado®**

SOLUÇÕES ENDOSCÓPICAS EXCEPCIONAIS

Itens adicionais podem
estar disponíveis.
Contate-nos para
maiores informações.



+55 (11) 5035-1500
Avenida Santa Catarina, 155
CEP: 04635-000 - São Paulo - SP
www.firstmedical.com.br

 gastroendoscopia@firstmedical.com.br

 @firstmedical_  First Medical  FirstMedical

Acesse:



FIRST
MEDICAL SERVICE

VENDA
LOCAÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
ENGENHARIA CLÍNICA

SURETRAC CLIPS DE TRAÇÃO

Para o procedimento de dissecação
endoscópica da submucosa (ESD)



 MICRO-TECH™
ENDOSCOPY

Dispositivo de Clipagem com Tração Elástica SureTrac™


DISSECÇÃO VISUALIZADA SURETRAC SISTEMA DE TRAÇÃO

SureTrac™ retrai o tecido para auxiliar na exposição, ressecção e remoção do tecido no estômago e no cólon. O sistema SureTrac apresenta uma faixa elástica de silicone pré-carregada em um clipe primário e um clipe secundário para ancorar no tecido. A faixa de silicone superelástica foi projetada para retrain e liberar energia potencial elástica para tração dinâmica; isso fornece visualização aprimorada e permite o gerenciamento de tecidos durante a dissecação de lesões submucosas.



Cada kit inclui:

Um dispositivo primário pré-carregado com uma faixa de silicone. Um dispositivo secundário com clipe do mesmo tamanho do dispositivo primário.





Disponível em design de clipe Lockado®



TÉCNICA - 1



TÉCNICA - 2



ESPECIFICAÇÕES

SURETRAC KIT STERILE

Número do pedido	Descrição	Tamanho do clipe	Comprimento de trabalho	Tamanho mínimo do canal
ETS00004	Dispositivo de tração elástica SureTrac e SureClip	11mm	2350mm	2.8mm
ETS00006	Dispositivo de tração elástica SureTrac e SureClip	16mm	2350mm	2.8mm
ETS10004	Dispositivo de tração elástica SureTrac e Lockado	11mm	2350mm	2.8mm
ETS10006	Dispositivo de tração elástica SureTrac e Lockado	16mm	2350mm	2.8mm